






OBNOVLJENO TAPECIRANJE za : KaVo SYSTEMATICA 1060 in KaVo PROMATIC 1057





Stare blazine pošljemo v specializirano tuje podjetje, kjer jih obnovijo.





Obnovljene blazine so enakovredne originalnem oblazinjenju saj je uporabljen enak material.





			
gelb, yellow, jaune 101	apricot, apricot, abricot 269	orange, orange, orange 808	mohn, poppy, rouge pavot 706

			
korall-light, light coral, corail 261	purpur, purple, pourpre 802	bordeaux, bordeaux, bordeaux 279	schilfgrün, reed green, vert roseau 814

			
maigrün, may green, vert printemps 318	apfelgrün, apple green, vert pomme 711	mint-light, light mint, mint-light 263	tannengrün, fir green, vert sapin 267

			
horizont-light, light horizon, 262	lichtblau, light blue, bleu lumière 277	königsblau, royal blue, bleu roi 268	nachtblau, night blue, bleu nuit 225

			
dentalweiß, dental white, 264	basicgrau, basic grey, gris basique 265	perlgrau, pearl grey, gris perle 317	sand, sand, sable 266

			
anthrazit, anthracite, anthracite 316	schwarz, black, noir 270	schwarz, black, noir 260	schokobraun, chocolate brown, 815



Ob naročilu tapeciranja STOLA ZA PACIENTA sporočite:

- tip vzglavnika (4 možnosti)
- oblika hrbtnega naslona (2 možnosti)
- izbrana barva tapeciranja (24 možnosti)

Komplet vključuje: vzglavnik, hrbtni naslon, sedalni del in zaščitno plastiko za noge

Ob naročilu tapeciranja za TERAPEVTSKI STOL potrebujemo podatke:

- tip stola
- izbrana barva

Potrebne tehnične podatke najdete na naslovu: www.strazisar.si/upload/documents/pages_1_81.pdf

ali pa nam pošljite slike opreme na: info@strazisar.si (glej primer zgoraj)

Navodilo proizvajalca:

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za obarvanja povzročena zaradi tekstila za: belo, rumeno, svetlo modro, beige, oranžno in vse z light označene barve.

Material ima gladko (in pri nekaterih barvah sijočo) površino z koži prijaznim nanosom.

Material je vodo odporen in primeren za dezinfekcijo.

Nega:

Ne uporabljajte dezinfekcijskih sredstev ki vsebujejo alkohol. Proizvajalec priporoča nanos spray pene, ki jo prilagamo. Očistite skay s krožnimi gibi z mehko gobo in mlačno vodo vsak dan po končanem delu. Ne uporabite splošnih ali hišnih čistil. Po končanem čiščenju osušite blazine s suho krpo in nanesite zaščitni nanos priloženega čistila.

Umazanija in razbarvanje:

Lahke barve kot so bela, rumena, svetlo zelena, svetlo modra, beige ali oranžna se hitreje umažejo in razbarvajo. Preostanek vlage zaradi dezinfekcije vpliva na barve v tekstilu, usnjenih pasovih in obuvalih. Dobro osušite blazine po končani dezinfekciji.

Umazanija se odstrani z vodo, gobo in ščetko.

Zabarvanja nastala zaradi jeansa ali drugega tekstila ter mehanske poškodbe niso predmet garancije in jih proizvajalec ni dolžan upoštevati.

Več navodil lahko dobite na sedežu našega podjetja.

Zaradi tehničnih razlogov se barve na ekranu ali natisnjene na papir lahko razlikujejo od resničnih barv materiala.