

Kerr™

# Harmonize

Artikel: 36633

4 x 4 g brizga (1 x Dentin A3, 1 x Dentin A3.5, 1 x Enamel A2, 1 x Enamel A3),  
navodila za uporabo

Artikel: 36634

40 x 0, 25 g kapsule (10 x Dentin A3, 10 x Dentin A3.5, 10 x Enamel A2, 10 x  
Enamel A3), navodila za uporabo

Artikel: 36635

8 x 4 g brizga (1x Dentin A2, 1 x Dentin A3, 1 x Dentin A4, 1 x Enamel A2,  
1 x Enamel A3, 1 x Incisal Amber, 1 x Incisal Clear, 1 x Incisal Grey),  
navodila za uporabo



## Univerzalni kompozit s tehnologijo prilagodljivega odziva

Harmonize se začne z ART - Adaptive Response Technology, sistemom za polnjenje nanodelcev, kar olajša doseganje restavriranj kot kadar koli prej. Sestavljen je iz 81% masnih anorganskih materialov s povprečno velikostjo delcev manj kot 50 nm.

ART v Harmonizu omogoča:

- Prilagodljiv odboj svetlobni valovni dolžini za izboljšanje kameleonskega učinka.
  - Vrhunsko zadrževanje sijaja in lažje poliranje.
- Prilagodljiva viskoznost za enostavno obliko kompozita in preprečevanje upogibanja.
  - Zmanjšana lepljivost in poenostavljeno rezbarjenje.
  - Boljša učinkovitost strjevanja za dolgotrajno delovanje.

**3D**  
**STRAŽIŠAR**  
[www.strazisar.si](http://www.strazisar.si)

## Harmonize

### Odsev svetlobe kot naravni zob

Tako kot naravni človeški zob in za razliko od drugih univerzalnih kompozitov, Harmonize prilagodi svetlobne valovne dolžine za odbijanje difuzne svetlobe pri nižjih valovnih dolžinah in zrcalno svetlobo pri višjih valovnih dolžinah. Rezultat tega je boljše mešanje kot vodilni kompoziti.

Lower wavelengths  
- Blue colour -




Diffuse reflection

Higher wavelengths  
- Red colour -



Specular reflection



### Dokazana mehanska trdnost

Harmonize kaže vrhunsko moč drugim kompozitom.

### Sferična oblika

Sferična oblika polnilnega sistema ART je previdno nadzorovana tako, da poveča obremenitev, zmanjša lepljivost in poenostavi rezbarjenje. To zmanjšuje tveganje za povratek in kavosurfazne praznine.

Competition



Harmonize

